

IPL filter & crystal

Die Lichtquant-Hautverfeinen-Technik ist die neuste Technik der Kosmetik, in der *intense plus light* verwendet ist. Durch die Belichtung und Heizung von *intense plus light* beseitigt man das schwarze Pigment und die Zellen scheiden auch Protein aus.

Es wird gebraucht für:

1. Pigmentation in der Haut: Altersflecken, Sommersprossen, Gelbflecken, Verhornung und langfristige Pigmentation.
2. Probleme wegen der Blutrohe in der Haut: Vergrößerung der Kapillare, rote Haut, Schnapsnase.
3. Veralterung der Haut: Große Pore, lockere Pore, Falte.
4. Probleme der Leder Haut

Und auch für Beseitigung von Narbe, Pickel, Haaren, und Tatus von verschiedenen Farben.

Laser Optex Firma hat langfristige und gute Zusammenarbeit mit vielen Herstellern der Lichtquant-Hautverfeinen-Anlage. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und ganz sicher zum Gebrauch.

Unser Kontrastfilter sind in Größe von 515nm、550nm、570nm、590 nm、615nm、640nm、645 nm、695nm、755nm. Es gibt 3 Arte von Lichtquant-Kontrastfilter: das Normale, das Innengestellte, und PSF